

Nedenstående skema anvendes ved at pointsætte den enkelte pakning. Jo flere point, des længere holdbarhed.

## Point ud fra pakning og opbevaring forudsat indpakning/emballage og minimal håndtering

Pakkemateriale	Point
Første lag	
Autoklavepapir (non-woven, cellulose og polyesterfibre)	40
Autoklavepose (papir og folie, svejset)	80
Metalkassette*	20
Ekstra beskyttelse (straks efter autoklave)	
Tynd plastpose lukket med knude	400
Opbevaring	Point
Lokale	
Behandlingsrum/sterilisation	50
Almindeligt depotrum	75
Placering i lokale	
Åbne hylder	0
Lukkede skabe	100
Holdbarhed ud fra point	
Point	Holdbarhedstid
1-25	24 timer
26-50	1 uge
51-100	1 måned
101-200	2 måneder
201-300	3 måneder
301-400	6 måneder
401-600	1 år
601-750	2 år

\*) Der findes i dag nye kassettetyper med længere holdbarhed, hvorfor producentens anvisning

### Eksempler på udregning af holdbarhed

- Metalkassette, opbevaret i behandlingsrummet på åben hylde:
  - $20 + 50 + 0 = 70$  point, svarende 1 måneds holdbarhed
- Metalkassette, opbevaret i depotrum i lukket skab:
  - $20 + 75 + 100 = 195$  point, svarende 2 måneds holdbarhed

NB. Ved kirurgiske indgreb anbefales indpakning af kassette i autoklavepose
- Instrument i svejset autoklavepose, opbevaret i behandlingsrummet på åben hylde:
  - $80 + 50 + 0 = 130$  point svarende til 2 måneders holdbarhed
- Instrument i svejset autoklavepose, opbevaret i depotrum i lukket skab:
  - $80 + 75 + 100 = 255$  point, svarende til 3 måneders holdbarhed
- Instrument i svejset autoklavepose indlagt i tynd plastpose med knude straks efter autoklavering og afkøling, opbevaret i depotrum i lukket skab:
  - $80 + 400 + 75 + 100 = 655$  point, svarende til 2 års holdbarhed